

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że w dniu 24.11.2017 r.**

**wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.**

**w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1975).**

Ww. rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami w miejscu ich wytwarzania. Rozporządzenie dotyczy odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 02\*, 18 01 03\*, 18 01 04, 18 01 06\*, 18 01 07, 18 01 08\*, 18 01 09, 18 01 10\*, 18 01 80\*, 18 01 81, 18 01 82\*.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem należy m.in.:

- **gromadzić w sposób selektywny** odpady w miejscu wytworzenia w pojemnikach lub workach uwzględniając ich właściwości oraz sposób unieszkodliwienia, np. odpady zakaźne do czerwonych, wytrzymałych worków jednorazowego użytku lub pojemników, odpady zakaźne o ostrych końcach i krawędziach do pojemników koloru czerwonego;
- **worki jednorazowego użycia umieszcza się** na stelażach lub w sztywnych pojemnikach, w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem;
- pojemniki lub worki **zapełnia się** co najwyżej do 2/3 ich objętości;
- **niedopuszczalne jest** ponowne otwieranie raz zamkniętych worków i pojemników jednorazowego użytku;
- **pojemniki i worki wymienia się na nowe** tak często jak wymagają tego właściwości gromadzonych odpadów, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny;
- na każdym worku i pojemniku należy **umieścić opis zawierający:**
  - kod odpadów,
  - nazwę wytwórcy,
  - nr REGON wytwórcy,
  - nr księgi rejestrowej wytwórcy,

środa, 08, listopad 2017 09:49

Autor: Edyta Wójcicka

Odsłony: 4481

---

- datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
- datę i godzinę zamknięcia;
  - odpady należy **wstępnie magazynować** w sposób selektywny z zachowaniem podziału odpadów;
  - w przypadku **wytwarzania niewielkiej ilości odpadów** magazynowanie wstępne może odbywać się w przenośnym urządzeniu chłodniczym, np. w lodówce;
  - **lodówka powinna posiadać:**
    - wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych, odpornych na dezynfekcję,
    - zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
    - zabezpieczenie przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
    - termometr;
    - **w sąsiedztwie urządzenia chłodniczego** należy zapewnić dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki;
    - **wstępne magazynowanie odpadów** o kodzie 18 01 03\* odbywać się może w temperaturze poniżej 10°C nie dłużej niż 30 dni, w temp. 10-18°C nie dłużej niż 72 godziny;
    - **transport wewnętrzny** odpadów medycznych z miejsca wytworzenia do miejsca wstępnego magazynowania odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu;
    - wytwórca niewielkiej ilości odpadów do transportu wewnętrznego może wykorzystywać **transportowych pojemników zamykanych**;
    - **w placówce należy wyznaczyć miejsce** przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów;
    - podmioty stosują opracowaną przez siebie, szczegółową **procedurę** postępowania z odpadami medycznymi oraz **instrukcję** selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu wytworzenia.

W rozporządzeniu zawarte są również inne wymagania, które powinien spełniać wytwórca odpadów medycznych.