

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że w dniu 24.11.2017 r.

wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. Z 2017 r. poz. 1975).

Ww. rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami w miejscu ich wytwarzania. Rozporządzenie dotyczy odpadów o kodach 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 07, 18 01 08*, 18 01 09, 18 01 10*, 18 01 80*, 18 01 81, 18 01 82*.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem należy m.in.:

- **gromadzić w sposób selektywny** odpady w miejscu wytworzenia w pojemnikach lub workach uwzględniając ich właściwości oraz sposób unieszkodliwienia, np. odpady zakaźne do czerwonych, wytrzymałych worków jednorazowego użytku lub pojemników, odpady zakaźne o ostrych końcach i krawędziach do pojemników koloru czerwonego;
- **worki jednorazowego użycia umieszcza się** na stelażach lub w sztywnych pojemnikach, w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem;
- pojemniki lub worki **zapełnia się** co najwyżej do 2/3 ich objętości;
- **niedopuszczalne jest** ponowne otwieranie raz zamkniętych worków i pojemników jednorazowego użytku;
- **pojemniki i worki wymienia się na nowe** tak często jak wymagają tego właściwości gromadzonych odpadów, jednak nie rzadziej niż co 72 godziny;
- na każdym worku i pojemniku należy **umieścić opis zawierający:**

- kod odpadów,
- nazwę wytwórcy,
- nr REGON wytwórcy,
- nr księgi rejestrowej wytwórcy,

- datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
- datę i godzinę zamknięcia;
 - odpady należy **wstępnie magazynować** w sposób selektywny z zachowaniem podziału odpadów;
 - w przypadku **wytwarzania niewielkiej ilości odpadów** magazynowanie wstępne może odbywać się w przenośnym urządzeniu chłodniczym, np. w lodówce;
 - **lodówka powinna posiadać:**
 - wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych, odpornych na dezynfekcję,
 - zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - zabezpieczenie przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,
 - termometr;
 - **w sąsiedztwie urządzenia chłodniczego** należy zapewnić dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki;
 - **wstępne magazynowanie odpadów** o kodzie 18 01 03* odbywać się może w temperaturze poniżej 10°C nie dłużej niż 30 dni, w temp. 10-18°C nie dłużej niż 72 godziny;
 - **transport wewnętrzny** odpadów medycznych z miejsca wytworzenia do miejsca wstępnego magazynowania odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu;
 - wytwórca niewielkiej ilości odpadów do transportu wewnętrznego może wykorzystywać **transportowych pojemników zamykanych**;
 - **w placówce należy wyznaczyć miejsce** przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów;
 - podmioty stosują opracowaną przez siebie, szczegółową **procedurę** postępowania z odpadami medycznymi oraz **instrukcję** selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu wytworzenia.

W rozporządzeniu zawarte są również inne wymagania, które powinien spełniać wytwórca odpadów medycznych.